

*Anello giallo - Dentatura incrociata extra fine
Per lavorazioni di rifiniture di leghe nobili e vili, superfici di compositi di ceramica*



Figur	140	141	144	194	194	197	198	263	277	289	292
Schliff	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
ISO Ø	023	023	023	023	040	023	023	040	014	023	023



Figur	010	010	010	110	110
Schliff	133	133	133	133	133
ISO Ø	010	014	018	031	040

Anello blu - dentatura semplice standard per sgrossatura di metalli e resine.



Figur	001	001	001	110	137	194	237	274
Schliff	175	175	175	175	175	175	175	175
ISO Ø	031	040	050	060	060	040	060	060

Anello rosso - Dentatura incrociata fine
Per lavorazioni di precisione di leghe nobili, vili, resine e compositi






Figur Schliff ISO ∅	001 140 010	001 140 014	001 140 023	110 140 023	140 140 014	140 140 023	141 140 023	144 140 023	194 140 023	194 140 031	194 140 040	194 140 050	196 140 010

Figur Schliff ISO ∅	197 140 014	197 140 023	198 140 016	198 140 023	201 140 023	225 140 014	225 140 023	237 140 014	237 140 023	243 140 014	257 140 060	263 140 040	263 140 060

Figur Schliff ISO ∅	274 140 014	274 140 040	274 140 060	277 140 014	277 140 018	277 140 023	277 140 040	278 140 040	288 140 023	289 140 012	289 140 023	292 140 023

Anello blu - dentatura incrociata standard per sgrossatura di metalli e resine



*Anello viola - Dentatura a spirale fine
Per rifinitura titanio, leghe semi-preziose e non preziose, protesi fisse*



Ø	110 134 023	141 134 023	194 134 023	194 134 031	194 134 040	194 134 070	197 134 014	198 134 023	225 134 023	237 134 023	263 134 040	289 134 023	274 134 040	274 134 060
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*Anello verde - Dentatura incrociata grossa
per sgrossature di resine e gesso secco*



Ø	137 220 060	194 220 040	194 220 070	237 220 060	263 220 060	274 220 060	277 220 040
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*Anello nero
Dentatura semplice*



Ø	137 SGF 060	194 SGF 070	274 SGF 060
---	-------------------	-------------------	-------------------

*Anello nero - Dentatura incrociata SG
per sgrossatura di resine e gesso ancora umido*



Ø	194 223 040	194 223 070	195 223 060	274 223 060
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

*Anello verde
Dentatura semplice trasversale
per rifinitura di materiali morbidi
per ribasatura*



Ø	194 176 040	257 176 060	274 176 060	277 176 040
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Frese in titanio

500 103 ...









Ø	141 154 023	194 154 040	196 154 010	198 154 016	198 154 023	263 154 040	274 154 040	274 154 060	277 154 014	277 154 023	289 154 023




Frese in tungsteno manipolo

per lavorazioni di leghe nobili e vili e materiali da rivestimento estetico

pallina


cono

	500 104 001 001 003	0,3
	500 104 001 001 004	0,4
	500 104 001 001 005	0,5
	500 104 001 001 006	0,6
	500 104 001 001 007	0,7
	500 104 001 001 008	0,8
	500 104 001 001 009	0,9
	500 104 001 001 010	1,0
	500 104 001 001 012	1,2
	500 104 001 001 014	1,4
	500 104 001 001 016	1,6
	500 104 001 001 018	1,8
	500 104 001 001 021	2,1
	500 104 001 001 023	2,3
	500 104 001 001 027	2,7

	500 104 010 001 006	0,6
	500 104 010 001 008	0,8
	500 104 010 001 010	1,0
	500 104 010 001 012	1,2
	500 104 010 001 014	1,4
	500 104 010 001 016	1,6
	500 104 010 001 018	1,8

	500 104 040 001 012	0,5
---	---------------------	-----

cilindrica

	500 104 107 006 008	3,4
	500 104 107 006 010	4,0
	500 104 107 006 012	4,2
	500 104 107 006 014	4,5
	500 104 107 006 016	4,5
	500 104 107 006 018	4,5

110 Zylinder, stirmverzahnt

	500 104 110 006 010	5,2
	500 104 110 006 012	5,2
	500 104 110 006 014	5,2

137 Zylinder, rund

	500 104 137 006 008	3,5
	500 104 137 006 010	4,0

conica

	500 104 168 006 009	3,8
	500 104 168 006 010	4,2
	500 104 168 006 012	4,2
	500 104 168 006 014	4,5
	500 104 168 006 016	4,5

194 Konus, rund

	500 104 194 006 010	4,0
	500 104 194 006 012	4,0
	500 104 194 006 016	4,0

237 Birne

	500 104 237 006 006	1,2
	500 104 237 006 008	1,8

Frese in tungsteno manipolo

*per lavorazioni di leghe nobili e vili
e materiali da rivestimento estetico*

cilindrica dentata

	500 104 107 007 008	3,4
	500 104 107 007 010	4,0
	500 104 107 007 012	4,2
	500 104 107 007 014	4,5
	500 104 107 007 016	4,5
	500 104 107 007 018	4,5

1

	500 104 110 007 010	5,2
	500 104 110 007 012	5,2

conica dentata

	500 104 171 007 009	5,1
	500 104 171 007 010	5,1
	500 104 171 007 012	5,1
	500 104 171 007 016	5,5




	500 104 194 007 010	4,0
	500 104 194 007 012	4,0
	500 104 194 007 016	4,0

Frese in tungsteno - fig. 196

grossa, fine e superfine




	500 104 196 015 010	4,0
	500 104 196 072 010	4,0
	500 104 196 133 010	4,0
	500 104 196 140 010	4,0

	500 104 196 006 009	4,0
	500 104 196 006 010	4,0




Frese per fresaggio in tungsteno

500 103 ... Ø 2,35 mm




Frese per fresaggio in tungsteno

500 103 ... Ø 2,35 mm




500 123 ... Ø 3,00 mm

500 123 ... Ø 3,00 mm




500 123 ... Ø 3,00 mm



Frese per fresaggio in tungsteno


500 103 ... Ø 2,35 mm



Ø	417 364 009	417 364 010	417 364 012	205 175 029	439 375 015	439 375 023	461 211 015	462 211 015	458 177 015
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


Frese per fresaggio per titanio

500 103 ... Ø 2,35 mm



Ø	137 111 010	137 111 015	137 111 023	200 111 022	200 111 031
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


500 123 ... Ø 3,00 mm



Ø	137 111 010	137 111 015	137 111 023	200 111 022	200 111 031
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------


Frese per cera

500 103 ... Ø 2,35 mm



Ø	200 364 022	200 364 031	200 364 040
---	-------------------	-------------------	-------------------


500 123 ... Ø 3,00 mm



Ø	425 364 010	425 364 015	425 364 023	440 364 010	440 364 015	440 364 023
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Frese per termostampaggio


per taglio e rifinitura da materiali plastici per termoformazione



Frese multilame per cuspidi



Frese per zirconio



Dischi diamantati

345

Dysk twardy
obustronnie
obłożony







Figura	345	350	350	350
Ziarno	514	524	524	524
ISO	220	160	190	220
Grubość w mm	0,25	0,30	0,30	0,30
Numer produktu				
806 104	● 345 514 220	350 524 160	350 524 190	350 524 220



350

Dysk twardy,
dziurkowany
obustronnie
obłożony



351

Dysk twardy
obłożony jednostronnie
ze spodu



355

Dysk gietki,
obustronnie obłożony
z brzegu






Figura	351	351	351	355	355	355
Ziarno	524	524	524	504/514	504/514/534	504/514
ISO	160	190	220	160	190	220
Grubość w mm	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15
Numer produktu						
806 104	351 524 160	351 524 190	351 524 220	● 355 504 160 ● 355 514 160	● 355 504 190 ● 355 514 190 ● 355 534 190	● 355 504 220 ● 355 514 220

356

Dysk gietki,
jednostronnie obłożony
ze spodu



361

Mini-dysk gietki,
obustronnie obłożony
z brzegu



Figura	356	361	361
Ziarno	514	514	514
ISO	190	100	130
Grubość w mm	0,10	0,15	0,15
Numer produktu			
806 104	● 356 514 190	● 361 514 100	● 361 514 130

Standard - Flex




FIG. 910F



ISO $\varnothing 1/10$ mm	180	200	220
L mm	0.24	0.24	0.24




FIG. 912F



ISO $\varnothing 1/10$ mm	180	200	220
L mm	0.17	0.17	0.17





FIG. 913F



ISO $\varnothing 1/10$ mm	180	200	220
L mm	0.24	0.24	0.24





FIG. 927F



ISO $\varnothing 1/10$ mm	180	200	220
L mm	0.17	0.17	0.17




FIG. 916F





FIG. 917F





FIG. 910S



ISO $\varnothing$ 1/10 mm	200	220
L mm	0.19	0.19





FIG. 912S



ISO $\varnothing$ 1/10 mm	200	220
L mm	0.12	0.12





FIG. 913S



ISO $\varnothing$ 1/10 mm	200	220
L mm	0.19	0.19





FIG. 927S



ISO $\varnothing$ 1/10 mm	200	220
L mm	0.12	0.12




FIG. 916S





FIG. 917S

Dischi diamantati per squadramodelli

Il nuovo disco diamantato compatto
per squadramodelli


*The new diamond trimmer
compact wheel*

254



397

Dysk do gipsu, dziurkowany,
obustronnie obłożony
z brzegu



397/380



405/400

Dischi per monconi


Diamond discs for
model sawcuts



Frese diamantate HP - Manipolo



FIG. 801




CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 802




CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 805




CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 806




CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 807



CA STANDARD - RA W CA CA


M STANDARD - HP H PM PM

Frese diamantate HP - Manipolo



FIG. 810

ISO $\varnothing$ 1/10 mm
L mm



055 090

CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 812



055 090
2.5 4.5



FIG. 815

ISO $\varnothing$ 1/10 mm
L mm



018
0.5

CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 816



023
2.5





FIG. 818

ISO $\varnothing$ 1/10 mm
L mm




050 080 100
0.5 0.5 0.5

CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM



FIG. 820




050
2



FIG. 821

ISO $\varnothing$ 1/10 mm
L mm



100
0.6

CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM





FIG. 823







100
0.6

CA STANDARD - RA W CA CA

M STANDARD - HP H PM PM

Frese diamantate HP - Manipolo



Frese diamantate HP - Manipolo

	FIG. 849			FIG. 855			FIG. 856	
ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm		012 4			014 6		016 8	
CA STANDARD - RA W CA CA		■			■		■	
M STANDARD - HP H PM PM		■			■		■	

	FIG. 854			FIG. 853				FIG. 857	
ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm		018 10			012 8	016 8		016 10	
CA STANDARD - RA W CA CA		■			■	■		■	
M STANDARD - HP H PM PM		■			■	■		■	



	FIG. 852											
ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm		010 6	012 6	023 6	037 7		014 8	016 8		016 10	018 12	023 10
CA STANDARD - RA W CA CA				■	■		■	■			■	■
M STANDARD - HP H PM PM		■	■	■	■		■	■		■	■	■


	FIG. 860							
ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm		010 3	012 4	014 5		016 6		014 8
CA STANDARD - RA W CA CA		■	■			■		■
M STANDARD - HP H PM PM		■	■	■		■		■

Frese diamantate HP - Manipolo

	FIG. 863			FIG. 877			FIG. 878		
	ISO $\varnothing$ 1/10 mm	012	014	018	012			012	014
	L mm	10	10	10	6			8	8
CA STANDARD - RA W CA CA		■	■	■	■			■	■
M STANDARD - HP H PM PM			■	■					

	FIG. 879			FIG. 868			FIG. 468			FIG. 909		
	ISO $\varnothing$ 1/10 mm	014		018	024		010			055		
	L mm	10		5	5		7			1.6		
CA STANDARD - RA W CA CA		■		■	■		■					■
M STANDARD - HP H PM PM												■

	FIG. 900			FIG. 901			FIG. 901		
	ISO $\varnothing$ 1/10 mm	080	100	080	100				
	L mm	1	1	1.4	1.6				
CA STANDARD - RA W CA CA		■	■	■	■				
M STANDARD - HP H PM PM		■	■	■	■				

	FIG. 901			FIG. 902			FIG. 902		
	ISO $\varnothing$ 1/10 mm	120	160	170	130	160			
	L mm	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0			
CA STANDARD - RA W CA CA		■	■	■	■	■			
M STANDARD - HP H PM PM		■	■	■	■	■			

Utensili diamantati per laboratorio

Indicati per la
sgrossatura di protesi in
resina e materiali
morbidi.

(anche in gambo $\varnothing$ 3,00 mm.)

GRANA GROSSA

COARSE GRAIN
GROBER KÖRNUNG
GRAIN GROS
GRANO GRUESO



ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm	060-065 12	060-065 11	060-065 11	060-065 14	090-095 18	045-050 12
M STANDARD - HP H PM PM	49/1060	75/1060	77/1060	78/1060	78/1090	79/1045

Indicati per finitura di
protesi in resina,
fresatura e sagomatura
di metalli e ceramica.

(anche in gambo $\varnothing$ 3,00 mm.)

GRANA MEDIA

MEDIUM GRAIN
MITTLERE KÖRNUNG
GRAIN MOYEN
GRANO MEDIANO



DIAMANTE SINTETICO

SYNTHETIC DIAMOND
SYNTHETISCHER DIAMANT
DIAMANT SYNTHÉTIQUE
DIAMANTE SINTETICO

ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm	060 12	060 11	060 11	060 14	090 18	045 12
M STANDARD - HP H PM PM	49/4060	75/4060	77/4060	78/4060	78/4090	79/4045

Utensili diamantati per laboratorio


Sono strumenti di buona efficacia abrasiva e straordinaria durata, concepiti per lavori di abrasione e correzione di superfici relativamente grandi, quando si esercitano pressioni di lavoro relativamente elevate. Consigliamo l'utilizzazione di questi diamanti nelle lavorazioni di manufatti in metallo-ceramica, cromo cobalto, per la modellazione della ceramica prima della cottura finale.

GRANA MEDIA

MEDIUM GRAIN
MITTLERE KORNUNG
GRAIN MOYEN
GRANO MEDIANO

DIAMANTE SINTETICO

SYNTHETIC DIAMOND
SYNTHETISCHER DIAMANT
DIAMANT SYNTHÉTIQUE
DIAMANTE SINTETICO




ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm	030 13	030 8	020 2	030 3	040 4	050 5	020 4.5
M STANDARD - HP H PM PM	23/4030	25/4030	42/4020	42/4030	42/4040	42/4050	43/4020



ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm	030 5	040 7.5	050 5	030 15	020 2	030 3	040 4
M STANDARD - HP H PM PM	43/4030	43/4040	44/4050	48/4030	71/4020	71/4030	71/4040

Utensili diamantati per laboratorio



ISO $\varnothing$ 1/10 mm	020	030	040	050	080	020	030
L mm	4	6	8	2.5	4	5	6
M STANDARD - HP H PM PM	72/4020	72/4030	72/4040	80/4050	80/4080	211/4020	211/4030



ISO $\varnothing$ 1/10 mm	020	030	040	040	080	120	080
L mm	7	13	10	10	3.5	2	2.5
M STANDARD - HP H PM PM	212/4020	212/4030	212/4040	213/4040	231/4080	232/4120	234/4080

Utensili diamantati per laboratorio


Sono strumenti di elevata efficacia abrasiva ed ottima durata, concepiti per lavori di fresatura e finitura su piccoli particolari. Consigliamo l'utilizzazione di questi diamanti per le correzioni su ceramica, metallo-ceramica, leghe preziose.

GRANA FINE

FINE GRAIN
FEINE KÖRNUNG
GRAIN FIN
GRANO FINO

DIAMANTE NATURALE

NATURAL DIAMOND
NATUR DIAMANT
DIAMANT NATUREL
DIAMANTE NATURAL



ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm	016	023	016 1.5	027 2.5	031 08	012 6	016 8	027 8	016 10
M STANDARD - HP H PM PM	501/016	501/023	505/016	505/027	525/031	536/012	537/016	537/027	548/016



ISO $\varnothing$ 1/10 mm L mm	023 10	040 10	040 10	018 10	016 8	023 10	010 3	014 10	018 10
M STANDARD - HP H PM PM	548/023	548/040	550/040	554/018	558/016	559/023	560/010	563/014	563/018

Frese diamantate sinterizzate

Grana standard - rifinitura leghe nobili, palladiate, Co-Cr, titanio

Grana grossa (anello verde) rifinitura di leghe vili

Grana X-grossa (anello nero) rifinitura di leghe vili




Figura	001	030	030	041	141	141	141	141	161	161	167
Ziarno	524/534	524	524	524/534	524	524	524/534/544	524/534/544	524	524/534/544	524/534
ISO	035	027	045	080	016	021	031	050	031	050	031
mm	3,0	2,0	3,0	0,5	6,0	7,0	9,0	13,0	0,9	13,0	12,0
Numer produktu	001 524 035 001 534 035	030 524 027	030 524 037	041 524 080 041 534 080	141 524 016	141 524 021	141 524 031 141 534 031 141 544 031	141 524 050 141 534 050 141 544 050	161 524 031	161 524 050 161 534 050 161 544 050	167 524 050 167 534 050
807 104											

Stożek płaski

Stożek zaokrąglony

Stożek, długi

Płomień



Figura	172	198	198	199	225	243	243	243	263
Ziarno	524	524	524/534	524/534/544	524	524	524/534	534/544	524/534/544
ISO	031	021	031	031	029	016	031	050	050
mm	9,0	7,0	9,0	12,0	6,0	6,0	10,0	13,0	13,0
Numer produktu	172 524 031	198 524 021	198 524 031 198 534 031	199 524 031 199 534 031 199 544 031	225 524 029	243 524 016	243 524 031 243 534 031	243 534 050 243 544 050	263 524 050 263 534 050 263 544 050
807 104									

Frese in zirconia

L'evoluzione Tecnologica per la lavorazione

di Resine-termoplastici e Gesso

Frese in
Zirconia



TUTTE IN ZIRCONIA



ZRC
001028W



ZRM
001050W



ZRXC
201023W



ZRXC
144023W



ZRC
194040W

ZIRCONIA gambo carburo



ZRXC
274060
W



ZRC
274060
W



ZRMC
274060
W



ZRM
274060
W



ZRMF
274060
W




ZRF
274060
W



ZRXF
274060
W



ZRM
201060
W



ZRMF
201060
W



ZRM
110060
W

Caratteristiche e Vantaggi

Testa in Zirconia e gambo in carburo - Frese tutte in Zirconia

Non scaldano i materiali - Non impastano - Alta capacità di lavorazione - Durata eccezionale

Dischi Fibra-glass

DISCHI SEPARATORI ULTRASOTTILI 0,2 mm



20/0.2 - per lavori di ceramica-zirconia



22/0.2+ - per metalli, oro e leghe preziose
22/0.2+ - for steel, alloy, precious metals processing
22/0.2+ - zur Bearbeitung von Stahl, Lagierungen, Edelmetallen



20/0.2+ - per lavori di ceramica-zirconia



22/0.2 - per metalli, oro e leghe preziose
22/0.2 - for steel, alloy, precious metals processing
22/0.2 - zur Bearbeitung von Stahl, Lagierungen, Edelmetallen

DISCHI SEPARATORI ULTRASOTTILI 0,2+ e 0,3 e 0,8 mm



20/0.3 - per lavori di ceramica-zirconia



20/0.8 - per lavori di ceramica-zirconia



22/0.3 - per metalli, oro e leghe preziose



22/1H - per metalli, oro e leghe preziose



26/0.3 - per metalli, oro e leghe preziose
26/0.3 - for steel, alloy, precious metals processing
26/0.3 - zur Bearbeitung von Stahl, Lagierungen, Edelmetallen



26/0.2+ - per metalli, oro e leghe preziose
26/0.2+ - for steel, alloy, precious metals processing
26/0.2+ - zur Bearbeitung von Stahl, Lagierungen, Edelmetallen

DISCHI PER TITANIO E MATERIE PLASTICHE 0,6 mm



26/0.6 - per titanio e materie plastiche



40/0.6 - per titanio e materie plastiche

Vantaggi dei dischi rinforzati in fibra, ultrasottili:

- alta capacità tagliente
- bassa frizione dovuta dal taglio e minore riscaldamento del materiale lavorato
- nessuna vibrazione degli utensili
- bassa polverosità della postazione di lavoro

Dischi Fibra-glass

DISCHI SEPARATORI SOTTILI 0,4 - 0,5 - 1,0 mm




22/0.5 - per metalli, oro e leghe preziose
22/0.5 - for steel, alloy, precious metals processing
22/0.5 - zur Bearbeitung von Sthal, Lagierungen, Edelmetallen



26/0.4 - per metalli, oro e leghe preziose



26/0.5 - per metalli, oro e leghe preziose
26/0.5 - for steel, alloy, precious metals processing
26/0.5 - zur Bearbeitung von Sthal, Lagierungen, Edelmetallen



26/1.0 - per metalli, oro e leghe preziose

DISCHI SEPARATORI SOTTILI 0,4 - 0,5 mm



40/0.4 - per metalli, oro e leghe preziose



40/0.5 - per metalli, oro e leghe preziose
40/0.5 - for steel, alloy, precious metals processing
40/0.5 - zur Bearbeitung von Sthal, Lagierungen, Edelmetallen

DISCHI SEPARATORI 0,7 - 1,0 mm



40/0.7 - per metalli, oro e leghe preziose
40/0.7 - for steel, alloy, precious metals processing
40/0.7 - zur Bearbeitung von Sthal, Lagierungen, Edelmetallen



40/1.0 - per metalli, oro e leghe preziose

DISCHI SEPARATORI 1,0 mm (Rinforzato al centro)



40/1.0 - per metalli, oro e leghe preziose
40/1.0 - for steel, alloy, precious metals processing
40/1.0 - zur Bearbeitung von Sthal, Lagierungen, Edelmetallen



31/1.0 - per metalli, oro e leghe preziose

Frese ad alta precisione per sistemi CAD CAM

Frese in metallo duro ad alta tecnologia di taglio per la fresatura di tutti i materiali, i taglienti particolari riducono notevolmente la forza d'ingresso nei materiali e il truciolo e stroncato all'uscita, lasciando così i materiali lisci.



DC RIVEST.
Diamond C.



DLC RIVEST.
LIKE-CARBON



CrN RIVEST.
PMMA-PEEK

Macchine CAD/CAM	FORME	Specifiche	Rivestimenti
Wieland		$\Phi 0.7 \times 35 \times 3$	Uncoated
		$\Phi 1.0 \times 16 \times 35 \times 3$	Uncoated
		$\Phi 2.5 \times 20 \times 35 \times 3$	Uncoated
3M LAVA		$\Phi 1.0 \times 16 \times 38 \times 3$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 2.0 \times 16 \times 38 \times 3$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 1.0 \times 25 \times 50 \times 3$	DLC/CrN
			DC
Roland		$\Phi 0.6 \times 6 \times 50 \times 4$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 1.0 \times 16 \times 50 \times 4$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 2.0 \times 16 \times 50 \times 4$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 1.0 \times 20 \times 50 \times 4$	DLC/CrN
			DC
Amann Girrbach		$\Phi 0.6 \times 13 \times 47 \times 3$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 1.0 \times 16 \times 47 \times 3$	DLC/CrN
			DC
		$\Phi 2.5 \times 16 \times 47 \times 3$	DLC/CrN
			DC

- **Nuovo design** delle lame aumenta la durata delle frese e determina un'eccellente capacità di Taglio.
- Il rivestimento **DLC** (Diamond Like Carbon) garantisce stabilità di taglio nel tempo.
- Il materiale di rivestimento **DC** (Diamond Carbon C.) aumenta notevolmente la durata delle frese.
- Le frese con rivestimento **CrN** vengono usate prevalentemente per PMMA e PEEK.
- **Compatibile con le principali macchine CAD CAM.**

Macchine CAD/CAM	FORME	Specifiche	Rivestimenti
VHF		Φ0.6*7*35*3	DLC/CrN DC
		Φ1.0*16*35*3	DLC/CrN DC
		Φ2.0*16*35*3	DLC/CrN DC
		Φ0.7*7*40*3	DLC/CrN DC
		Φ1.0*16*40*3	DLC/CrN DC
		Φ2.0*16*40*3	DLC/CrN DC
Imes-Icore		Φ1.0*14*48*3	DLC/CrN DC
		Φ2.5*20*48*3	DLC/CrN DC
		Φ0.6*12*53*6	DLC/CrN DC
		Φ1.0*14*53*6	DLC/CrN DC
		Φ2.5*20*53*6	DLC/CrN DC
Zirkonzahn		Φ0.5*6*57*3	DLC/CrN DC
		Φ1.0*12*57*3	DLC/CrN DC
		Φ2.0*18*57*3	DLC/CrN DC
Dentium		Φ1.0*16*50*6	DLC/CrN DC
		Φ2.0*16*50*6	DLC/CrN DC
Sirona		Φ0,5*6*44*3	DLC/CrN DC
		Φ1,0*18*44*3	DLC-CrN DC
		Φ2,5*25*44*3	

Lucidatori per ceramica-zirconia



Lucidatore di ceramica segmentato, discoidale in 3 varianti di grana, per tutti i materiali ceramici come ZrO, silicato di litio o ceramica del rivestimento, ceramica del veneer, s'adattano flessibilmente a quasi ogni superficie, semplice nell'uso, durevole, lavorare senza pressione, 100% grana di diamante. Numeri di giri mass. 10.000 min^{-1} , numeri di giri ott. $8.000\text{--}10.000 \text{ min}^{-1}$. Adattabile per i segmenti, struttura delle superfici resta



803 104 377 524 170	803 104 377 514 170	803 104 377 504 170	803 104 377 524 260	803 104 377 514 260	803 104 377 504 260
Ø mm / L	170 / 1,7	170 / 1,7	260 / 2,0	260 / 2,0	260 / 2,0

Abrasivi - Lucidatori - Mandrini

Steine · Polierer · Mandrells
 Abrasives · Polishers · Mandrels
 Abrasifs · Polissoirs · Mandrins
 Abrasivi · Lucidatori · Mandrini



Smart Grinder

Universal-Schleifkörper für alle Keramiken

Sehr gute Kantenstabilität, lange Standzeiten, Diamantkorn in metallfreier Bindung, geringe Wärmeentwicklung, sanftes Schleifen, universell einsetzbar
 Empfohlene Drehzahl: 10.000–15.000 min⁻¹

Smart Grinder

Pointes montées universelles pour toutes les céramiques

Très bon stabilité de lisière, Durée de vie longue, Grain du diamant dans l'alliage sans métal, Thermogénie insignifiante, Meulage doux, Utilisable universellement
 Vitesses recommandées: 10.000–15.000 min⁻¹

Smart Grinder

Universal grinding tools for all ceramics

Very good edge stability, long service life, Diamond grain in a metal free bond, marginal heat development, smoothly grinding, all-purpose
 Recommended Speed: 10.000–15.000 min⁻¹

Smart Grinder

Rettificatore universale per tutte ceramiche

Stabilità di bordini ottima, Durata lunga, Grano di diamante in legame senza metalli, Riscaldamento piccolo, Molatura lieve, Impiegabile universalmente
 Numeri di giri raccomandati: 10.000–15.000 min⁻¹



	855 104 014 524 050	855 104 107 524 050	855 104 173 524 035	855 104 197 524 040	855 104 243 524 035	855 104 372 524 120
Ø mm / L	5,0/5	5,0/12,0	3,5/10,5	4,0/8,0	3,5/6	12,0/2,0

Smart Grinder "MF"

Mittlere Korngröße, sanftes Schleifen, schnittfreudig, glatte Oberflächen auf allen Keramikwerkstoffen – Drehzahlen max. 12.000 min⁻¹. Mit geringem Anpressdruck arbeiten.

Smart Grinder "MF"

grain moyen, meulage en douceur, sécante, des surfaces lisses sur tous les matériaux aux céramiques – L ales autor pression légère.

Smart Grinder "MF"

medium grain size, smooth grinding, efficient cutting, smooth surfaces on all ceramic materials – max. speed 12.000 min⁻¹. Work with a low contact pressure.

Smart Grinder "MF"

grano medio, molatura lieve, aggressiva, superficie liscia su tutte le ceramiche – velocità di utilizzo massima 12.000 min⁻¹, con la pressione operativa leggera.



	855 104 107 MF 040	855 104 107 MF 050	855 104 173 MF 040	855 104 303 MF 220	855 104 372 MF 150
Ø mm / L	4,0/11,0	5,0/13,0	4,0/11,0	22,0/2,0	15,0/3,0

Abrasivi - Lucidatori - Mandrini

Smart Grinder "MC"

Grobe Korngröße, sehr schnittfreudig, feine Oberflächen auf allen Keramikwerkstoffen – Drehzahlen max. 12.000 min⁻¹. Mit geringem Anpressdruck arbeiten.

Smart Grinder "MC"


Coarse grain size, fast cutting, fine surfaces on all ceramic materials – maximum speeds 12.000 min⁻¹. Work with a low contact pressure.

Smart Grinder "MC"

Granulométrie de diamante grosse, réjouissant en coupe, des surfaces fines sur toutes les céramiques – les vitesses maximales autorisées 12.000 min⁻¹. En appliquant la pression légère.

Smart Grinder "MC"

Grana di diamante grossa, tagliente, superfici fini su tutte le ceramiche – Numeri massimi di giri 12.000 min⁻¹. Con la pressione operativa leggera.



Ø mm / L

855 104 107 MC 050	855 104 107 MC 065	855 104 173 MC 045	855 104 372 MC 170
5,0 / 12,0	6,5 / 11,0	4,5 / 11,0	17,0 / 3,0

Smart Grinder "SC"

Sehr grobe Korngröße, sehr schnittfreudig, rasanter Abtrag – Drehzahlen max. 12.000 min⁻¹. Mit geringem Anpressdruck arbeiten.

Smart Grinder "SC"

Very coarse grit size, fast cutting, rapid removal – maximum speeds 12.000 min⁻¹. Work with a low contact pressure.

Smart Grinder "SC"

Granulométrie de diamante très grosse, réjouissant en coupe, abrasion rapide – les vitesses maximales autorisées 12.000 min⁻¹. En appliquant la pression légère.

Smart Grinder "SC"

Grana di diamante super-grossa, tagliente, abrasione ottima – Numeri massimi di giri 12.000 min⁻¹. Con la pressione operativa leggera.



Ø mm / L

855 104 107 SC 050	855 104 107 SC 065	855 104 173 SC 045	855 104 372 SC 170
5,0 / 12,0	6,5 / 11,0	4,5 / 11,0	17,0 / 3,0

Smart Grinder "MAX"

für alle Keramiken und harte Metalle

Leicht polierbare Oberflächen, schnell schleifende, grobe Körnung, ideal zum Vorschleifen von Haltestegen, Press- oder Gußstummeln, hohe Kantenstabilität, lange Lebensdauer, besonders wirtschaftlich, Diamantkorn in metallfreier Bindung, geringe Wärmeentwicklung, sanftes Schleifen – Drehzahlen max. 12.000 min⁻¹. Mit geringem Anpressdruck arbeiten.

Smart Grinder "MAX"

for all ceramics and hard metals

Easy polishable surfaces, rapidly grinding, coarse grit, ideal for pre-grinding of retention bars, trimming sprues, high edge stability, long service life, particularly economic, diamond grain in a metal free bond, marginal heat development, smooth grinding – Max. speed 12.000 min⁻¹. Work with a low contact pressure.



Ø mm / L

855 104 014 MAX 180	855 104 304 MAX 220	855 104 371 MAX 220	855 104 372 MAX 220
18,0 / 5,0	22,0 / 3,0	22,0 / 1,0	22,0 / 3,0

Smart Grinder "MAX"

pour tous les céramiques et matériaux durs

des surfaces facile à polir, grain gros efficace, idéal pour le pré-meulage des barres d'appui ou des tiges de pressée, bonne stabilité des bords, grande longévité, particulièrement économique, grain de diamant dans un liant sans métal, thermogénie insignifiante, meulage en douceur – les vitesses maximales autorisées 12.000 min⁻¹. En appliquant la pression légère.

Smart Grinder "MAX"

per tutte le ceramiche e i metalli duri

superficie facile a lucidare, grana grossa aggressiva, ideale per la premolatura degli scheletrici, la ceramica pressata, stabilità di bordini ottima, durata lunga, specialmente economico, grano a legante senza metalli, bassissima produzione di calore, molatura lieve – velocità di utilizzo massima 12.000 min⁻¹, con la pressione operativa leggera.

Abrasivi - Lucidatori - Mandrini

Keramikpolitur, hochglanz

In hoher Konzentration mit Diamanten durchsetzt. Ohne Kunststoffzentrum.

Ceramic polishing, highshine

Interspersed with diamonds in high concentration. Without plastic center.

Polissage de céramique, brillante

Repiqué du diamante en haute concentration. Sans centre plastifié.

Lucidatura di ceramica, lucida

Punteggiato di diamante in gran concentrazione. Senza centro plastico.

	extrafine extrafine extrafine	fein fine fin	mittel medium medio	grob coarse gros	extrafine extrafine extrafine	fein fine fin
						
Ø mm / L	803 104 304 504 260	803 104 304 514 260	803 104 304 524 260	803 104 304 534 260	803 104 371 504 220	803 104 371 514 220
	26,0 / 2,0	26,0 / 2,0	26,0 / 2,0	26,0 / 2,0	22,0 / 1,0	22,0 / 1,0

	extrafine extrafine extrafine	fein fine fin	mittel medium medio	extrafine extrafine extrafine	fein fine fin	mittel medium medio
						
Ø mm / L	803 104 243 504 030	803 104 243 514 030	803 104 243 524 030	803 104 243 504 045	803 104 243 514 045	803 104 243 524 045
	3,0 / 7,5	3,0 / 7,5	3,0 / 7,5	4,5 / 13,0	4,5 / 13,0	4,5 / 13,0

	extrafine extrafine extrafine	fein fine fin	mittel medium medio	extrafine extrafine extrafine	fein fine fin	mittel medium medio
						
Ø mm / L	803 104 372 504 110	803 104 372 514 110	803 104 372 524 110	803 104 372 504 170	803 104 372 514 170	803 104 372 524 170
	11,0 / 2,0	11,0 / 2,0	11,0 / 2,0	17,0 / 3,0	17,0 / 3,0	17,0 / 3,0

Spazzole Polirapid


Buffing Wheels - cotton cloth (calico) with conical plastic center (KK)

Polishing discs with fine (fein) or coarse (grob) cotton cloth (calico)

29 /100 KK fein	(SWK 22 100)	Ø 100 mm	B = 7 mm
29 /100 KK grob	(SWK 23 100)	Ø 100 mm	B = 7 mm
29a/100 KK fein	(SWK 22 200)	Ø 100 mm	B = 10 mm
29a/100 KK grob	(SWK 23 200)	Ø 100 mm	B = 10 mm
29b/125 KK fein	(SWK 22 300)	Ø 125 mm	B = 10 mm
29b/125 KK grob	(SWK 23 300)	Ø 125 mm	B = 10 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



Buffing Wheels - cotton cloth (calico) with leather center (LK)

Polishing discs with fine (fein) or coarse (grob) cotton cloth (calico)

29 /100 LK fein	(SWL 22 100)	Ø 100 mm	B = 7 mm
29 /100 LK grob	(SWL 23 100)	Ø 100 mm	B = 7 mm
29a/100 LK fein	(SWL 22 200)	Ø 100 mm	B = 10 mm
29a/100 LK grob	(SWL 23 200)	Ø 100 mm	B = 10 mm
29b/125 LK fein	(SWL 22 300)	Ø 125 mm	B = 10 mm
29b/125 LK grob	(SWL 23 300)	Ø 125 mm	B = 10 mm
29c/100 LK grob	(SWL 23 400)	Ø 100 mm	B = 6 mm
2x quilted			

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



1.2 Buffing Wheels combined (leather - cloth - leather)

combined chamois leather and cotton cloth discs with conical plastic center


Buffing Wheels combined (leather-cloth-leather) with conical plastic center

Polishing discs with fine cotton cloth (calico) between 2 discs of chamois leather


29 NL/90 KK	(SWK 02 100)	Ø 90 mm	B = 7 mm
-------------	--------------	---------	----------

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



Spazzole Polirapid



KFO-Buffing Wheels with conical plastic center (KK)

Polishing discs with superfine fabric quality


29 KFO/100 KK (SWK 25 100) Ø 100 mm B = 5 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

1.4 Buffing Wheels - flannel

with conical plastic or leather center - different diameters Ø and different thicknesses B



Buffing Wheels - flannel with conical plastic center (KK)

Polishing discs with soft flannel material


30 /100 KK (SWK 20 100) Ø 100 mm B = 12 mm

30a/100 KK (SWK 20 200) Ø 100 mm B = 18 mm

30b/125 KK (SWK 20 300) Ø 125 mm B = 18 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



Buffing Wheels - flannel with leather center (LK)

Polishing discs with soft flannel material

30 /100 LK (SWL 20 100) Ø 100 mm B = 12 mm

30a/100 LK (SWL 20 200) Ø 100 mm B = 18 mm

30b/125 LK (SWL 20 300) Ø 125 mm B = 18 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

Spazzole Polirapid

Buffing Wheels - extra stiff for pre-polishing with conical plastic (KK) or leather center (LK)

This stiff and impregnated material is particularly suited for pre-polishing.

31 /100 KK (SWK 24 100)	Ø 100 mm	B =7.5 mm
31 /100 LK (SWL 24 100)	Ø 100 mm	B =7.5 mm
31a/100 KK (SWK 24 200)	Ø 100 mm	B =11.5 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



1.6 Buffing Wheels - chamois leather discs with conical plastic or leather center


Buffing Wheels - chamois leather discs with conical plastic (KK) or leather center (LK)

Buffing wheels with polishing discs of high-quality chamois leather

21a/ 90 KK (SWK 00 100)	Ø 90 mm	B = 6 mm
21b/ 85 KK (SWK 00 200)	Ø 85 mm	B = 6 mm
21c/100 LK (SWL 00 100)	Ø 90 mm	B = 6 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



1.7 Buffing Wheels - felt discs with conical plastic center in different diameters Ø and thicknesses B

Buffing Wheels - felt discs with conical plastic center (KK))

Buffing wheels with 4 or 6 layers of high-quality wool felt

27/4/ 90 KK (SWK 21 100)	Ø 100 mm	B = 9 mm
27/4/100 KK (SWK 21 200)	Ø 100 mm	B = 9 mm
27/4/125 KK (SWK 21 300)	Ø 100 mm	B = 9 mm
27/6/ 90 KK (SWK 21 400)	Ø 100 mm	B =14 mm
27/6/100 KK (SWK 21 500)	Ø 100 mm	B =14 mm
27/6/125 KK (SWK 21 600)	Ø 100 mm	B =14 mm

Regular package: PU = 1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



Spazzole Polirapid



Dental Plate Brush - Cup brush with Chungking bristles black on red plastic base

The bore in the plastic base allows the use with a polishing spindle


145 (KOB 12 100) Ø 35 mm (black bristles)

Regular package: PU = 6 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

6 Miniature Brushes (MB-H) mounted for hand-piece (1)

Miniature brushes for HP with different diameters Ø and materials




6.1 MB-H Wheels - horsehair (mixed color)

Miniature brushes, horsehair (mixed color - medium) - mounted for hand-piece (HP)

109/17	(MBH 15 100)	Ø 17 mm
109/19	(MBH 15 200)	Ø 19 mm
109/21	(MBH 15 300)	Ø 21 mm
109/23	(MBH 15 400)	Ø 23 mm
109/25	(MBH 15 500)	Ø 25 mm

Regular package: PU = 12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



6.2 MB-H Wheels - Chungking bristles white

Miniature brushes, white bristles - mounted for hand-piece (HP)

110/17	(MBH 10 100)	Ø 17 mm
110/19	(MBH 10 200)	Ø 19 mm
110/21	(MBH 10 300)	Ø 21 mm
110/23	(MBH 10 400)	Ø 23 mm
110/25	(MBH 10 500)	Ø 25 mm

Regular package: PU = 12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

Spazzole Polirapid


6.3 MB-H Wheels - Chungking bristles black

Miniature brushes, Chungking bristles black - mounted for hand-piece (HP)

111/17	(MBH 11 100)	Ø 17 mm
111/19	(MBH 11 200)	Ø 19 mm
111/21	(MBH 11 300)	Ø 21 mm
111/23	(MBH 11 400)	Ø 23 mm
111/25	(MBH 11 500)	Ø 25 mm

Regular package: PU = 12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.




6.4 MB-H Wheels - goat hair white

Miniature brushes, goat hair white (very soft) - mounted for hand-piece (HP)

112/17	(MBH 12 100)	Ø 17 mm
112/19	(MBH 12 200)	Ø 19 mm
112/21	(MBH 12 300)	Ø 21 mm
112/23	(MBH 12 400)	Ø 23 mm
112/25	(MBH 12 500)	Ø 25 mm

Regular package: PU = 12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.




6.5 MB-H Wheels - goat hair grey

Miniature brushes, goat hair grey (very soft) - mounted for hand-piece (HP)

113/17	(MBH 13 100)	Ø 17 mm
113/19	(MBH 13 200)	Ø 19 mm
113/21	(MBH 13 300)	Ø 21 mm
113/23	(MBH 13 400)	Ø 23 mm
113/25	(MBH 13 500)	Ø 25 mm

Regular package: PU = 12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.




6.6 MB-H Wheels - Chungking bristles (extra stiff)

Miniature brushes, Chungking bristles extra stiff - mounted for hand-piece (HP)

114/17	(MBH 14 100)	Ø 17 mm
114/19	(MBH 14 200)	Ø 19 mm
114/21	(MBH 14 300)	Ø 21 mm
114/23	(MBH 14 400)	Ø 23 mm
114/25	(MBH 14 500)	Ø 25 mm

Regular package: PU = 12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



Spazzole Polirapid



LABOR Brushes 2 rows, plastic center ▲


- converging

Type	Code	R	A	B	PU
2/28/55 LKs	(RLK 22 100)	2 ▲	28 mm	55 mm	12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

15.6 LABOR Brushes 3 rows, plastic center ▲ ■

Circular brushes, Chungking bristles (converging or straight) - plastic center



LABOR Brushes 3 rows, plastic center ▲ ■

converging or straight

Type	Code	R	A	B	PU
3/28/55 LKs	(RLK 32 100)	3 ▲	28 mm	55 mm	6 pcs
3/28/55 LKb	(RLK 32 110)	3 ■	28 mm	55 mm	6 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

15.7 LABOR Brushes 4 rows, plastic center ▲ ■

Circular brushes, Chungking bristles (converging or straight) - plastic center



LABOR Brushes 4 rows, plastic center ▲ ■


With different diameters - converging or straight

Type	Code	R	A	B	PU
4/40/60 LKs	(RLK 44 100)	4 ▲	40 mm	60 mm	12 pcs
4/40/60 LKb	(RLK 44 110)	4 ■	40 mm	60 mm	12 pcs
4/40/70 LKs	(RLK 44 200)	4 ▲	40 mm	70 mm	12 pcs
4/40/70 LKb	(RLK 44 210)	4 ■	40 mm	70 mm	12 pcs
4/40/80 LKs	(RLK 44 300)	4 ▲	40 mm	80 mm	12 pcs
4/40/80 LKb	(RLK 44 310)	4 ■	40 mm	80 mm	12 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

Spazzole Polirapid

Explanation of signs and abbreviations used in the following



R = Number of Rows
A = Center diameter
B = Total diameter
PU = Regular package

▲ converging type

■ straight type

16.1 PRIMA Brushes 3 rows, wooden center ▲ ■

Chungking bristles **stiff** with different diameters - **converging** and **straight**

Type	Code	R	A	B	PU
3/40/60 PHs	(RPH 34 100)	3▲	40 mm	60 mm	1 pce
3/40/60 PHb	(RPH 34 110)	3■	40 mm	60 mm	1 pce
3/40/70 PHs	(RPH 34 200)	3▲	40 mm	70 mm	1 pce
3/40/70 PHb	(RPH 34 210)	3■	40 mm	70 mm	1 pce
3/40/80 PHs	(RPH 34 300)	3▲	40 mm	80 mm	1 pce
3/40/80 PHb	(RPH 34 310)	3■	40 mm	80 mm	1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



16.2 PRIMA Brushes 4 rows, wooden center ▲ ■

Chungking bristles **stiff** with different diameters - **converging** and **straight**

Type	Code	R	A	B	PU
4/40/60 PHs	(RPH 44 100)	4▲	40 mm	60 mm	pcs
4/40/60 PHb	(RPH 44 110)	4■	40 mm	60 mm	pcs
4/40/70 PHs	(RPH 44 200)	4▲	40 mm	70 mm	1 pcs
4/40/70 PHb	(RPH 44 210)	4■	40 mm	70 mm	pcs
4/40/80 PHs	(RPH 44 300)	4▲	40 mm	80 mm	pcs
4/40/80 PHb	(RPH 44 310)	4■	40 mm	80 mm	pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



16.3 PRIMA Brushes 4 rows, plastic center ▲ ■

Chungking bristles **stiff** with different diameters - **converging** and **straight**

Type	Code	R	A	B	PU
4/40/60 PKs	(RPK 44 100)	4▲	40 mm	60 mm	pcs
4/40/60 PKb	(RPK 44 110)	4■	40 mm	60 mm	pcs
4/40/70 PKs	(RPK 44 200)	4▲	40 mm	70 mm	1 pcs
4/40/70 PKb	(RPK 44 210)	4■	40 mm	70 mm	pcs
4/40/80 PKs	(RPK 44 300)	4▲	40 mm	80 mm	pcs
4/40/80 PKb	(RPK 44 310)	4■	40 mm	80 mm	pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



Spazzole Polirapid

Explanation of signs and abbreviations used in the following



R = Number of Rows
A = Center diameter
B = Total diameter
PU = Regular package

▲ converging type

■ straight type



17.1 PRIMA Brushes, white bristles, 2 rows wooden center ▲

Chungking white bristles stiff with different diameters - converging

Type	Code	R	A	B	PU
2/25/50 PHws	(RWH 21 100)	2▲	25 mm	50 mm	6 pcs
2/28/55 PHws	(RWH 22 100)	2▲	28 mm	55 mm	6 pcs
2/33/65 PHws	(RWH 23 100)	2▲	33 mm	65 mm	6 pcs

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



17.2 PRIMA Brushes, white bristles, 3 rows wooden center ▲ ■

Chungking white bristles stiff with different diameters
- converging or straight

Type	Code	R	A	B	PU
3/28/55 PHws	(RWH 32 100)	3▲	28 mm	55 mm	6 pcs
3/33/65 PHws	(RWH 33 100)	3▲	33 mm	65 mm	6 pcs
3/40/80 PHws	(RWH 34 300)	3▲	40 mm	80 mm	1 pce
3/40/80 PHwb	(RWH 34 310)	3■	40 mm	80 mm	1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.



17.3 PRIMA Brushes, white bristles, 4 rows wooden center ▲ ■

Chungking white bristles stiff with different diameters
- converging or straight

Type	Code	R	A	B	PU
4/40/80 PHws	(RWH 44 300)	4▲	40 mm	80 mm	1 pce
4/40/80 PHwb	(RWH 44 310)	4■	40 mm	80 mm	1 pce
4/40/85 PHws	(RWH 44 400)	4▲	40 mm	85 mm	1 pce
4/40/85 PHwb	(RWH 44 410)	4■	40 mm	85 mm	1 pce

In case of different packing units please refer to the code numbers (...) stated in the current price list.

Punte Abrasive in Carborundum

Korund, brązowy
średnie ziarno, do szkieletów i nieszlachetnych metali
25.000 - 35.000 min⁻¹

Pakowane po 50/100 sztuk



Korund, jasnobrązowy
ceramiczne spoiwo, miękkie
dokładne szlifowanie szlachetnych i nieszlachetnych metali
i szkieletów
15.000 - 35.000 min⁻¹

Pakowane po 50/100 sztuk



Korund, różowy
ceramiczne spoiwo, twarde
do dokładnego szlifowania szlachetnych
i nieszlachetnych metali i szkieletów
18.000 - 25.000 min⁻¹

Pakowane po 50/100 sztuk



Korund, niebieski
ceramiczne spoiwo, miękkie
do dokładnego szlifowania szlachetnych metali i drogich stopów
12.000 - 18.000 min⁻¹

Pakowane po 12/100 sztuk




Karbid, zielony
ceramiczne spoiwo, średnie ziarno
do ceramiki i szlachetnych metali
15.000 - 20.000 min⁻¹

Pakowane po 12/100 sztuk



Porowaty kamień,
do akrylu,
ekstra grubo



Pak. po 1 sztuce

Arkansas, biały
dokładne szlifowanie kompozytu i szlachetnych metali.

Pakowane po 12/100 sztuk



Peroni in silicone montati

per manipolo

Przed-polerka, dokładna, brązowa do metali szlachetnych

max. 20.000 min⁻¹

	ISO	mm
658 104 243 513 030	030	6,0
658 104 243 513 060	060	16,0
658 104 292 513 045	045	16,0
658 104 303 513 150	150	4,0

Polerka do wysokiego polysku, zielona do metali szlachetnych

max. 20.000 min⁻¹

	ISO	mm
658 104 243 503 030	030	6,0
658 104 243 503 060	060	16,0
658 104 292 503 045	045	16,0
658 104 303 503 150	150	4,0

Polerka dokładna, twarda, fioletowa, do metali szlachetnych i nieszlachetnych

max. 20.000 min⁻¹

	ISO	mm
658 104 243 506 030	030	6,0
658 104 292 506 045	045	16,0
658 104 372 506 120	120	2,1
658 104 372 506 190	190	1,6

Polerka do koronek

Pak. 6 sztuk

max. 20.000 min⁻¹

	ISO	Długość części v mm
658 104 113 513 140	140	12,4
658 104 113 503 140	140	12,4

Polerka ekstra twarda, czarna do metali szlachetnych i nieszlachetnych

Pak. 12 sztuk

max. 20.000 min⁻¹

	ISO	mm
658 104 371 516 190	190	1,4

Gruba, zielona do akrylu i protez max. 10.000 min⁻¹

658 104 200 534 160
658 104 243 534 110
658 104 273 534 100

Średnia, do akrylu i protez max. 10.000 min⁻¹

658 104 200 524 160
658 104 243 524 110
658 104 273 524 100

Dokładna, żółta do akrylu i protez max. 10.000 min⁻¹

658 104 200 514 160
658 104 243 514 110
658 104 273 514 100

Pakowane po 10 sztuk

ISO	mm
160	19,0
110	20,0
100	25,0

Gommini in silicone RA - HP

Silikonowa polerka Uchwyt do mikrosilnika i FG-uchwyt

Pakowane po 12/100 sztuk

Uniwersalna polerka, biała
do wszystkich materiałów
5 000 max. 10 000 min⁻¹



niemontowane



"Heatless" krążki szlifujące niemontowane


Pakowane po 50/100 sztuk

SiC, magn. spoiwo,
bardzo grube, miękkie
nie nagrzewają się,
do ceramiki i stopów metali.



15.000 min⁻¹



2,0 mm



3,0 mm



4,5 mm



Paluszki do polerowania brzozy Mandryle

Pakowane po 100 sztuk

10 000 max. 20 000 min⁻¹

Ø 2,0 mm

mm



miękka, brązowa

658 900 114 514 020 20,0



średnia, szara

658 900 114 524 020 20,0



twarda, ciemnobrazowa

658 900 114 534 020 20,0



330 104 600 000 020

Pakowane po 1 sztuce

Ø 3,0 mm

mm



bardzo dokładna, zielona

658 900 114 503 030 23,0



miękka, brązowa

658 900 114 513 030 23,0



twarda, ciemnobrazowa

658 900 114 534 030 23,0



330 104 600 000 030

Pakowane po 1 sztuce

RODI-FIX Szczoteczka do polerowania

Szczoteczka zintegrowana z materiałem szlifującym

max. 10.000 min⁻¹

Pakowane po 6 sztuk



gruba



dokładna

625 104 372 534 210

655 104 372 524 210

Przed-polerowanie bez pasty, żadnego prochu i zabarwienia.
Do użytku na metale szlachetne, akryl i ceramikę.

Pasta diamentata



bardzo dokładna, ziarno-Ø 3 µm: 030 000 300



dokładna ziarno-Ø 7 µm: 030 000 700

Mandrini e adattatori

Mandryl - śruba

10 sztuk



330 104 603 391 050



330 204 603 391 050

Mandryl - śruba, poszerzony

10 sztuk



330 104 604 391 050



330 104 604 395 050

dla leworęcznych

5 sztuk

Mandryl - śruba, głowa $\varnothing$ 8 mm

10 sztuk



330 104 604 391 080

Moore - mandryl

5 sztuk



312 104 615 421 060



312 204 615 421 060

Spiralowy mandryl

10 sztuk



312 104 610 415 050



330 104 610 418 023

Uchwyt do papieru ściernego

10 sztuk



312 104 622 444 042



312 104 623 443 023

Adaptory

1/6 sztuk



SNAP - ON

312 204 602 000 060



SCREW - IN

312 204 602 001 023

Adapter ze sprężyną

FG

5 sztuk



330 104 602 436 016



330 204 602 436 016

Mandryl do polerek

1 sztuka



2,0 mm

330 104 600 000 020



3,0 mm

330 104 600 000 030

Adapter FG

1 sztuka



330 104 601 001 023

Redukcja szyjki

10 sztuk



2,35 mm na 1,6 mm

330 000 4032



3,00 mm na 2,35 mm

330 000 4033

Mandryl - śruba, uchwyt $\varnothing$ 3 mm

10 sztuk



330 124 604 391 080

STUDIO

Abrasivi RA-Arkansas RA-FG

Karbid, zielony,
ceramiczne spoiwo
średnie ziarno
do ceramiki, szlachetnych metali i akrylu

15.000 - 20.000 min⁻¹

	655 204 001 522 030
	655 204 001 522 040
	655 204 001 522 050
	655 204 110 522 025
	655 204 165 522 025
	655 204 171 522 025
	655 204 243 522 035
	655 204 243 522 040
	655 204 288 522 025

Arkansas, biały, bardzo dokładny,
dokładne szlifowanie szkliva

15.000 - 20.000 min⁻¹

	635 204 001 504 030
	635 204 165 504 025
	635 204 243 504 035
	635 204 243 504 040
	635 204 288 504 025



FG- uchwyt

	635 314 001 504 030
	635 314 165 504 025
	635 314 171 504 025
	635 314 243 504 035
	635 314 288 504 025

Polerka do kompozytu, dokładna, żółta

do wszystkich rodzajów
kompozytu

5 000 max. 10 000 min⁻¹


	mm
	6,0
	10,0
	9,0
	8,0
	

"Pinky" - akrylowe polerki

Diaamentem posypana polerka,
twarde spoiwo.

do wszystkich rodzajów kompozytu
i ceramiki

5 000 max. 10 000 min⁻¹

	mm	
	10,0	Standardowy
	7,0	Standardowy
	10,0	Wysoki połysk
	7,0	Wysoki połysk
	4,0	Standardowy
	4,0	Wysoki połysk

Siliconi RA

pakowane po
12 / 100 sztuk

Reduktor amalgamu, gruby, czarny
5 000 max. 10 000 min⁻¹




Przedpolerka, brązowa
do złota i amalgamu
5 000 max. 10 000 min⁻¹



658 204 243 506 030
dokładny, extra twardy

Polerka do wysokiego połysku, zielona
do amalgamu i złota
5 000 bis max. 10 000 min⁻¹




Pakowane po
1 / 6 sztuk

Polerki do ceramiki - wysoki połysk
5 000 max. 10 000 min⁻¹

dokładna



bardzo dokładna



Polerki do ceramiki - wysoki połysk
max. 5.000 min⁻¹

Soczewka:

extra dokładna


dokładna

średnia



Do polerowania ceramiki
10 000 max. 20 000 min⁻¹

Pakowane po 10 sztuk



RODI - BRUSH SZCZOTKA DO POLEROWANIA

Szczoteczka zintegrowana z materiałem szlifującym
max. 10.000 min⁻¹

Pakowane po 10 sztuk



655 204 010 504 060



Szybki i wysoki połysk
na kompozycie i ceramice.
Do użycia po metalowych
lub diamentowych finirkach.



655 204 010 504 040



Higiena zębów i szczotki do polerowania

Pakowane po 25/100 sztuk

SNAP - ON

NYLONOWA
SZCZOTECZKA
do delikatnego
czyszczenia

SCREW - IN



658 900 131 001 035



658 900 010 001 035



010 300 010 001 060



010 300 131 001 050

Pastowe instrumenty do polerowania

Pakowane po 25/100 sztuk

SNAP - ON

SCREW - IN



658 900 030 492 050



658 300 030 492 050



658 204 030 492 050



658 204 030 492 055

ze szczoteczką

NATURALNA
SZCZOTECZKA
bardzo duże
możliwości
czyszczenia



010 204 010 000 060



010 204 010 001 060

NYLONOWA
SZCZOTECZKA
bardziej miękka od naturalnej,
do delikatnego czyszczenia

Adaptory

Pakowane po 6 sztuk

SNAP - ON

SCREW - IN



312 204 602 000 060



312 204 602 001 023